



مرکز تحقیقات لیپان دارویی
دانشگاه گیلان

کدمدرک:
WI- PG- 003

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی دستگاه ارلن مایر شیکر

Title: Erlenmeyer shaker Equipment Working
Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده داروسازی

۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه ارلن مایر شیکر با نام تجار Hestaran Teb ساخت کشور ایران می باشد.

۲- دامنه عملکرد:

این دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

۳- مسئولیت:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

۱- تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید. این تجهیزات شامل شیکر، ظرف آزمایشگاهی، مایع یا جامد مورد نظر، و سایر لوازم جانبی (مانند دماسنج، همزن، و غیره) است.

۲- ظرف آزمایشگاهی را با مایع یا جامد مورد نظر پر کنید. توجه داشته باشید که ظرف آزمایشگاهی باید متناسب با شیکر باشد.

۳- ظرف آزمایشگاهی را در شیکر قرار دهید.

۴- سرعت و زمان چرخش شیکر را تنظیم کنید. سرعت چرخش شیکر به نوع کاربرد و مواد مورد استفاده بستگی دارد.

۵- شیکر را روشن کنید و پس از اتمام کار، آن را خاموش کنید.

تاریخ اجرا:	تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم	تأیید کننده: دکتر شیرین مرادخانی	تهیه کننده: سارا اکبری
تاریخ بازنگری:	سمت:	سمت:	سمت:
شماره صفحه: ۱ از ۲	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء: