



مرکز تحقیقات لیپان دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

کدمدرک:
WI- PG- 001

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی حمام اولتراسونیک
Title: Ultrasonic bath Equipment Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی

۱- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه حمام اولتراسونیک با نام تجاری **BANDELIN** ساخت کشور آلمان می باشد.

۲- دامنه عملکرد:

این دستور العمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد.

۳- مسئولیت :

مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد.

۴- روش کار:

- دستگاه را به درستی نصب و راه اندازی کنید.
- دستورالعمل های ایمنی و استفاده از دستگاه را به دقت مطالعه کنید.
- از مایع شستشوی مناسب با قطعه یا شیء مورد نظر استفاده کنید.
- قطعات یا اشیاء را از هرگونه آلودگی پاک کنید.
- دستگاه را در فضایی باز قرار دهید تا بخارات مایع شستشو به بیرون هدایت شوند.

| تاریخ اجرا: | تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم | تأیید کننده: دکتر امیر نیلی | تهیه کننده: خشایار سنمار |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| تاریخ بازنگری: | سمت: | سمت: | سمت: |
| شماره صفحه: ۱ از ۲ | تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: |



مرکز تحقیقات لیپان دارویی
فرواردهای آبی

کدمدرک:
WI- PG- 001

عنوان مدرک : دستورالعمل اجرایی حمام اولتراسونیک
Title: Ultrasonic bath Equipment Working Instruction



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده داروسازی

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| تهیه کننده: خشایار سنمار | تأیید کننده: دکتر امیر نیلی | تصویب کننده: دکتر داود احمدی مقدم | تاریخ اجرا: |
| سمت: | سمت: | سمت: | تاریخ بازنگری: |
| تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | تاریخ و امضاء: | شماره صفحه: ۱ از ۲ |